



VENTA DE EQUIPOS DE PODER



www.smorthopedic.com



Mini Perforador Canulado



Referencia

950.002



CONTENIDO

- 1 Mini Perforador Canulado
- 2 Mini Baterías Recargables
- 1 Llave Mariposa o Jacob
- 2 Canales de Asepsia
- 1 Cargador
- 1 Estuche para Perforador

Perforador Eléctrico Canulado Chuck Desmontable



Referencia

950.006



CONTENIDO

- 1 Perforador Canulado
- 2 Baterías Recargables
- 1 Chuck Desmontable
- 1 Llave Mariposa o Jacob
- 1 Canal de Asepsia
- 1 Cargador con Base
- 1 Estuche para Perforador

Mini Sierra Oscilante



Referencia

950.014



CONTENIDO

- 1 Mini Sierra Oscilante
- 2 Mini Baterías Recargables
- 2 Canales de Asepsia
- 1 Cargador
- 5 Mini Hojas para Sierra
- 1 Estuche para Sierra

Sierra Oscilante Eléctrica



Referencia

950.007



CONTENIDO

- 1 Sierra Oscilante
- 2 Baterías Recargables
- 1 Canal de Asepsia
- 1 Cargador con Base
- 1 Hoja de Sierra 1.2x22x90mm
- 1 Hoja de Sierra 1.0x13x90mm

Mini Multifuncional 4 Cabezas



Referencia

950.015

CONTENIDO

- 1 Mini Multifuncional
- 1 Cabecal para Mini Sierra Oscilante
- 1 Cabecal para Broca E-quick
- 1 Cabecal para Alambre Kirshner
- 1 Cabecal para Miniperforador no Canulado
- 1 Llave Mariposa o Jacob
- 2 Mini Baterias Recargables
- 1 Cargador
- 2 Canales de Asepsia
- 2 Hojas de Sierra
- 1 Estuche para Mini Multifuncional

Sobre Pedido, Tiempo de Entrega
Estimado Entre 30 a 60 días

Sierra Corta Yeso



Referencia

950.004



CONTENIDO

- 1 Sierra Corta Yeso
- 1 Llave Allen
- 2 Hojas para Sierra Corta Yeso
- 1 Estuche para Sierra Corta Yeso

Batería Recargable para Equipo de Poder



Referencia
951.001 / Batería de 14.4V

Mini Batería Recargable para Equipo de Poder




Referencia
951.002 / Batería de 7.2V

Cargador para Baterías



Referencia
951.003 / Para Baterías Estandar y Mini

Hoja para Sierra Oscilante



MEDIDAS

Referencia	MM
951.008	1.0x60
951.018	1.0x80
951.019	1.0x90
951.020	1.18x90
951.021	1.18x100
951.022	1.2x60
951.023	1.2x80
951.024	1.2x90
951.025	1.27x90

Hoja para Mini Sierra Oscilante



MEDIDAS

Referencia	MM
951.011	6x40x4.9
951.026	6x40x8
951.027	6x40x11.9


Mini Hoja de Sierra para Mini Multifuncional



MEDIDAS


Referencia	MM
951.034	47.5x29.5x7x0.5
951.035	43x25x9.5x0.5
951.036	49x35x9.5x0.5

Chuk para Perforador con Llave Jacob




Referencia
951.004 / Incluye Llave Jacob

Hoja para Sierra Corta Yeso



Referencia
951.005 / Por Pieza

Hoja para Sierra Corta Yeso Stryker



MEDIDAS

Referencia	Muecas
951.006	2
951.038	4